



# OPASTER

## DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL

DESINFECCIÓN DEL MATERIAL QUIRÚRGICO,  
MÉDICO, MATERIAL DE ENDOSCOPIO, MATERIAL  
TERMOSENSIBLE Y PRODUCTOS SANITARIOS



- Solución lista para usar
- Formulado a base de OPA
- Espectro antimicrobiano completo
- Control de la conformidad del baño mediante tira reactiva específica
- Estabilidad del baño de inmersión: 14 días
- Caducidad larga: 24 meses

### Composición

- Ortoftalaldehído al 0,55% *Eficacia desinfectante*
- Tampón estabilizante del pH. *Mantiene un pH neutro*
- Perfume: *Olor agradable en la utilización*

### Espectro De Actividad

- Bactericida
- Levaduricida
- Fungicida
- Virucida
- Tuberculocida
- Micobactericida
- Activo sobre Cl. Difficile

### Aplicaciones

Desinfección de alto nivel del material quirúrgico, médico, del material de endoscopia, del material termosensible y de los productos sanitarios

### Activo Sobre NORMAS

BACTERIAS	EN 13727, EN 14561
MICOBACTERIAS	EN 14348
LEVADURAS/MOHOS	EN 13624, EN 14562
VIRUS	EN 14476: Poliovirus, Adenovirus, Norovirus Activo sobre PRV, Vaccinia virus, Herpesvirus
ESPORAS	Sobre Clostridium difficile 027 Según EN 13704