



STERANIOS 2%

DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL

DESINFECCIÓN DEL INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y DEL MATERIAL DE ENDOSCOPIA



- Solución lista para usar: ausencia de activador
- Tiempo de acción: 10 min (1 hora para esporas)
- Control de la conformidad del baño mediante tira reactiva específica
- Estabilidad del baño de inmersión: 30 días
- STERANIOS 2% NG: limita la evaporación del glutaraldehído
- Caducidad larga: 36 meses
- Amplia compatibilidad con los materiales y endoscopios

Composición

- Glutaraldehído al 2% *Molécula de referencia*
- Tampón estabilizante del pH sin activador, *mantiene un pH neutro*
- Poder humectante. *Potencia la eficacia del glutaraldehído*

Espectro De Actividad

- Bactericida
- Levaduricida
- Fungicida
- Virucida
- Tuberculocida
- Micobactericida
- Esporicida

Aplicaciones

Desinfección de alto nivel del material quirúrgico, médico, del material de endoscopia, del material termosensible y de los productos sanitarios

Activo Sobre NORMAS

BACTERIAS	En 1040, EN 13727, EN14561
MICOBACTERIAS	En 114348, pr EN 14563
LEVADURAS/MOHOS	EN 1275, EN 13624, EN 14562
VIRUS	EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus) HIV-1, HBV, Herpesvirus, BVDV
ESPORAS	NFT 72-230/231, Clostridium sporogenes según NFT 72-301