

ANIOSYME DLT PLUS

DETERGENTE TRIENZIMÁTICO

LIMPIEZA DE LA INSTRUMENTACIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICA EN CUBA DE REMOJO, EN BANDEJAS POR ULTRASONIDO O EN MÁQUINA AUTOMÁTICA



- Detergente bacteriostático y fungistático a la disolución de uso
- Complejo trienzimático detergente de alto rendimiento (PND)
- Fórmula patentada
- Control de la corrosión
- Seguridad y facilidad de uso
- pH neutro: compatibilidad con todo tipo de materiales
- Se utiliza en remojo, en máquina y en recipientes de ultrasonidos

Composición

Tensoactivos no iónicos, complejo trienzimático (proteasa, lipasa y amilasa), estabilizador de enzimas, secuestrante, agente conservador, colorante y excipientes.

Dilución

0,5%



PRODUCTO A DILUIR
25 ml -> 5 L

Propiedades

Resistencia a la contaminación microbiana según la Farmacopea Europea (1977)